

"... tu testes"
par Laure





AVEC
**ALEXANDRE
FRÉMOND**
de la team commerce
export et fraîchement
Q-Grader

TESTER À L'AVEUGLE LES DIFFÉRENCES DES EXTRACTIONS AVEC ET SANS DRIP ASSIST!

Nous avons reproduit la recette précédente en utilisant la balance Black Mirror 2 de Timemore afin de pouvoir extraire les courbes d'extraction. La balance, en plus de peser le volume d'eau versé et le montant de boisson extrait (la différence en l'eau retenu dans la mouture), nous permet de suivre le flux d'extraction en gramme/seconde (flow rate) et nous offre une superbe courbe d'extraction !

Courbes de l'extraction avec Drip Assist



Additional data

Average water injection	Average extraction s...	Steaming time m:s
2.7	2.4	0:45



“
Une extraction équilibrée
avec une grande complexité
aromatique.

Alexandre Frémond – Q Grader

Résultats

L'extraction avec le drip assist a un TDS de 1.45 contre 1.32 sans. Le drip assist nous a donc permis d'extraire 22% du grain, contre 20.5% sans. En tasse, la boisson est effectivement plus complexe aromatiquement, avec une acidité plus vive.

